


Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Etv1ポリクローナル抗体 - P50549

商品番号: CM0013512



前書き

IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたETV1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ETV1の転写制御、神経分化、がん生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETV1 Rabbit pAb
備考/別名	ER81; ETV1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2115
遺伝子ID	2115
免疫原	ヒトETV1 (NP_004947.2) のアミノ酸80-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50549
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋