


抗Etv1/Er81 ウサギポリクローナル抗体（Wb & Elisa用） - P50549

商品番号: CM0025109



前書き

ヒトETV1/ER81特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。転写、神経細胞分化、および発癌の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETV1 Rabbit pAb
備考/別名	ER81; ETV1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2115
遺伝子ID	2115
免疫原	ヒトETV1 (NP_004947.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50549
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ