


WbおよびElisa用抗Etv4ポリクローナル抗体 - P43268

商品番号: CM0013898



前書き

CamelBioのウサギポリクローナル抗体は、ヒトETV4（E1AF/PEA3）を対象としてWBおよびELISAに対応しており、マウスおよびラットと交差反応します。転写および神経発生の研究に最適で、運動ニューロンやケラチノサイトの分化研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETV4 ウサギ pAb
備考/別名	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2118
GeneID	2118
免疫原	組換えタンパク質 ヒトETV4 (NP_001977.1) のアミノ酸79～178番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P43268
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤