

WbおよびElisa用 Anti-Etv5 ポリクローナル抗体 - P41161

商品番号: CM0022628



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のAnti-ETV5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのETV5/ERMタンパク質（58 kDa）を認識します。これは遺伝子調節に参与するDNA結合転写因子です。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETV5 ウサギ pAb
備考/別名	ERM; ETV5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2119
GeneID	2119
免疫原	ヒトETV5（P41161）のアミノ酸1-510に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41161
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ