

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Etv6ポリクローナル抗体 - P41212

商品番号: CM0022680



前書き

ヒトETV6 (TEL)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットで検証済み。ETV6は、造血および悪性形質転換に関与する転写抑制因子です。がんおよび転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ETV6 Rabbit pAb
備考/別名	TEL; THC5; TEL/ABL; ETV6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2120
GeneID	2120
免疫原	ヒトETV6 (NP_001978.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41212
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋