

Anti-Etv6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P41212

商品番号: CM0016566



前書き

ヒトETV6（TEL）転写リプレッサーを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり；分子量53kDa。造血およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETV6 Rabbit pAb
備考/別名	TEL, THC5, TEL/ABL, ETV6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2120
遺伝子ID	2120
免疫原	ヒトETV6 (NP_001978.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41212
タンパク質分子量	53kDa
配送	アイスパック