


抗Etv7ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Y603

商品番号: CM0026032



前書き

ETV7 Rabbit

pAbは、ヒトETV7をWBおよびELISAで検出するためのポリクローナル抗体です。造血遺伝子制御に関与する転写因子ETV7を標的とし、研究用として検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETV7 Rabbit pAb
備考/別名	TEL2; TELB; TEL-2; ETV7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51513
GeneID	51513
免疫原	ヒトETV7の1-210アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_057219.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y603
タンパク質重量	39kDa
配送	アイスパック