

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Eva1Aポリクローナル抗体 - Q9H8M9

商品番号: CM0027882

前書き

ヒトEVA1A (FAM176A/TMEM166)
ターゲットのWB、IHC-
P、ELISA用ウサギポリクローナル抗体。オートファ
ジーとアポトーシスを制御します。ヒト、マウス、ラ
ットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EVA1A Rabbit pAb
備考/別名	FAM176A; TMEM166; EVA1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84141
GeneID	84141
免疫原	ヒトEVA1A (NP_115557.1) のアミノ酸90-152に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H8M9
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋