

Wb、Elisa用抗Exoc2ウサギモノクローナル抗体 - Q96Kp1

商品番号: CM0007095

前書き

ヒトEXOC2（エキソサイト複合体コンポーネント2、Sec5）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。エキソサイトーシスと膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOC2 ウサギmAb
別名	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55770
遺伝子ID	55770
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96KP1
タンパク質分子量	104 kDa
輸送方法	氷袋