

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Exoc2 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Kp1

商品番号: CM0023926

前書き

EXOC2/Sec5を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。エキソシスト複合体と小胞輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOC2 ウサギ pAb
備考/別名	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55770
GeneID	55770
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96KP1
タンパク質分子量	104kDa
発送	保冷バッグ