

Wb、Elisa用Anti-Exoc3モノクローナル抗体 - O60645

商品番号: CM0003251

前書き

EXOC3 Rabbit mAb (O60645)は、ヒト、マウス、ラットの反応性を持つ、WB、ELISA用として検証されたモノクローナル抗体です。エキソシスト複合体介在性小胞ドッキングと分泌を細胞輸送において調査します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOC3 Rabbit mAb
備考/別名	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
種	ヒト
GeneID	11336 (Human)
免疫原	ヒト EXOC3 (O60645) のアミノ酸650-745に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60645
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバック