

Wb、Elisa用抗Exoc3ポリクローナル抗体 - O60645

商品番号: CM0027682

前書き

エキソサイト複合体の構成要素であるヒトEXOC3（Sec6）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。エキソサイトーシスおよび細胞生物学研究におけるウェスタンブロッティングおよびELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOC3 ウサギpAb
別名	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11336
遺伝子ID	11336
免疫原	ヒトEXOC3（NP_009208.2）のアミノ酸396〜745番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60645
タンパク質分子量	86kDa
輸送方法	氷袋