

WbおよびElisa用 Anti-Exoc4 ポリクローナル抗体 - Q96A65

商品番号: CM0013048



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-EXOC4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのエキソサイト複合体構成要素Sec8を標的とします。エキソサイトーシスおよびタンパク質輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOC4 ウサギ pAb
備考/別名	SEC8; Sec8p; SEC8L1; EXOC4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	60412
免疫原	ヒトEXOC4 (NP_068579.3) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96A65
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷バッグ