

Anti-Exoc5 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O00471

商品番号: CM0029421

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、エキソサイト複合体の重要な構成要素であるヒトEXOC5を標的としています。WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウス・ラットと交差反応性を示すため、エキソサイト小胞のドッキングおよび分泌の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOC5 ウサギ pAb
別名	SEC10, HSEC10, SEC10P, PRO1912, SEC10L1, EXOC5
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10640
遺伝子ID	10640
免疫原	ヒトEXOC5（NP_006535.1）のアミノ酸340～610番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00471
タンパク質分子量	82kDa
配送方法	保冷剤同梱