

Wb・Elisa用 抗Exosc1ポリクローナル抗体 - Q9Y3B2

商品番号: CM0013809



前書き

EXOSC1

ウサギポリクローナル抗体（Q9Y3B2、WB・ELISA用）は、RNAプロセッシングと分解に関与するRNAエクソソーム複合体の非触媒サブユニットであるヒトエクソソームコンポーネントCSL4を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOSC1 Rabbit pAb
別名/略称	p13; CSL4; SKI4; Csl4p; PCH1F; Ski4p; CGI-108; EXOSC1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51013
遺伝子ID	51013
免疫原	ヒトEXOSC1 (NP_057130.1) のアミノ酸1-195番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y3B2
タンパク質分子量	21kDa
配送方法	保冷剤