


Wb・Elisa用抗Exosc10ポリクローナル抗体 - Q01780

商品番号: CM0023895



前書き

ヒトEXOSC10に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。RNAプロセッシング、DNA修復、免疫細胞機能に関与するRNAエクソソーム成分を標的としています。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOSC10 Rabbit pAb
備考／別名	p2; p3; p4; RRP6; PMSCL; Rrp6p; PM-Scl; PMSCL2; PM/Scl-100; EXOSC10
対象種	ヒト
GeneID	5394
免疫原	組換えタンパク質；ヒトEXOSC10 (NP_001001998.1) のアミノ酸586-885番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01780
タンパク質分子量	101kDa
輸送方法	保冷剤