

Wb、If/Icc、Elisa用抗Exosc2ポリクローナル抗体 - Q13868

商品番号: CM0014200



前書き

ヒトEXOSC2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。RNAプロセッシングと分解に関与するエクソソーム複合体成分を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOSC2 ウサギpAb
備考/別名	p7; RRP4; SHRF; Rrp4p; hRrp4p; EXOSC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23404
GeneID	23404
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13868
タンパク質分子量	33kDa
配送方法	保冷剤