

抗Exosc3ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Nqt5

商品番号: CM0013923



前書き

RNAエキソソームのコアコンポーネントであるEXOSC3 (RRP40/p10)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性があります。RNA代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	EXOSC3 ウサギpAb
備考/別名	p10; PCH1B; RRP40; Rrp40p; CGI-102; hRrp-40; bA3J10.7; EXOSC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51010
GeneID	51010
免疫原	ヒトEXOSC3の1-275アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_057126.2)
供給源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQT5
タンパク質重量	30kDa
配送	アイスバック