

Wb、Elisa用抗Exosc7モノクローナル抗体 - Q15024

商品番号: CM0003207



前書き

ヒトEXOSC7 (Q15024)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのEXOSC7（RNAエキソソーム複合体の非触媒サブユニット）を検出します。RNAプロセッシングおよび分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOSC7 Rabbit mAb
備考/別名	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23016
GeneID	23016
免疫原	合成ペプチド (ヒトEXOSC7 (Q15024) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15024
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋