

Anti-Exosc8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96B26

商品番号: CM0030470



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗EXOSC8ポリクローナル抗体。エキソソーム構成因子RRP43を標的とし、RNAプロセッシングおよび分解に関与しています。ヒトサンプルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOSC8 ウサギ pAb
備考/別名	p9; CIP3; EAP2; OIP2; PCH1C; RRP43; Rrp43p; bA421P11.3; EXOSC8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11340
遺伝子ID	11340
免疫原	ヒトEXOSC8 (NP_852480.1) のアミノ酸1-276に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96B26
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスパック