

Anti-Exportin 2 (Xpo2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P55060

商品番号: CM0002332

前書き

Exportin 2 (XPO2/CSE1L)に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。この抗体はヒトおよびマウスのExport in 2タンパク質（110 kDa）を検出し、核細胞質輸送機構の調査に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	Exportin 2 (XPO2) Rabbit mAb
備考/別名	CAS; CSE1; XPO2; Exportin 2 (XPO2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1434
遺伝子ID	1434
免疫原	ヒトExportin 2 (XPO2) (P55060)のアミノ酸872-971内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P55060
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスバッグ