


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 Anti-Exportin 5 (Xpo5) ポリクローナル抗体 - Q9Hav4

商品番号: CM0028394



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAに適したExportin 5 (XPO5)に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。136kDa、免疫原はaa 925-1204。miRNAおよびdsRNAの核輸出に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Exportin 5 (XPO5) ウサギ pAb
備考/別名	exp5; Exportin 5 (XPO5)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57510
GeneID	57510
免疫原	ヒト Exportin 5 (NP_065801.1)のアミノ酸925-1204に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HAV4
タンパク質分子量	136kDa
配送	保冷バッグ