


エクスポーチン5 (Xpo5) に対するウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa対応) - Q9Hav4

商品番号: CM0011658



前書き

ヒトのエクスポーチン5 (XPO5) に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。核輸出とmiRNA生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	エクスポーチン5 (XPO5) ウサギmAb
別名	exp5; エクスポーチン5 (XPO5)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57510
遺伝子ID	57510
免疫原	ヒト・エクスポーチン5 (XPO5) (Q9HAV4) のアミノ酸1〜200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HAV4
タンパク質分子量	136kDa
発送	保冷剤