

エクスポーチン-

6 (Xpo6) に対するウサギポリクローナル抗体 (Wb・Elisa用) - Q96Qu8

商品番号: CM0015690

前書き

XPO6ウサギpAbは、ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAにより、ヒトおよびマウス試料中のエクスポーチン-

6を検出します。核輸送およびアクチン動態研究に最適な、組換えヒトXPO6断片を免疫原として作製されたポリクローナル抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	XPO6 ウサギpAb
別名	EXP6; RANBP20; XPO6
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	23214
GeneID	23214
免疫原	ヒトXPO6 (NP_055986.1) のアミノ酸290-530番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96QU8
タンパク質分子量	129kDa
発送方法	保冷剤