

Wb、Elisa用Anti-Ext1ウサギポリクローナル抗体 - Q16394

商品番号: CM0021585



前書き

ヒトエクソストシン-

1 (EXT1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB およびELISAでバリデーション済みで、ラットとの交差反応性があります。ヘパラン硫酸の生合成および遺伝性多発性外骨腫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXT1ウサギpAb
備考／別名	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2131
遺伝子ID	2131
免疫原	ヒトEXT1 (NP_000118.2) のアミノ酸300～400内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q16394
タンパク質分子量	86kDa
配送	保冷バッグ