


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Ext1ウサギポリクローナル抗体 - Q16394

商品番号: CM0020396



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用EXT1ウサギポリクローナル抗体 (pAb)。ヒト、マウス、ラットと反応します。糖鎖の伸長および細胞外マトリックスの恒常性に重要なヘパラン硫酸コポリメラーゼサブユニットであるexotosin-1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXT1 Rabbit pAb
備考/別名	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2131
GeneID	2131
免疫原	ヒトEXT1 (NP_000118.2) のアミノ酸467-746内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16394
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋