


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ext2ポリクローナル抗体 - Q93063

商品番号: CM0022382



前書き

ヒトEXT2（エキソストシン-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。HS生成および多発性外骨腫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXT2 ウサギpAb
備考/別名	SOTV; SSMS; EXT2
由来種	ヒト
遺伝子ID	2132
免疫原	ヒトEXT2（NP_000392.3）のアミノ酸80～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93063
タンパク質分子量	82kDa
輸送方法	保冷剤