

Anti-Eya1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q99502

商品番号: CM0030530

前書き

DNA修復と器官形成に関与する転写コアクチベーターかつホスファターゼであるEYA1を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EYA1 ウサギpAb
備考・別名	BOP; BOR; BOS1; OFC1; EYA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2138
遺伝子ID	2138
免疫原	ヒトEYA1 (NP_000494.2) のアミノ酸200-300番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99502
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	保冷剤