


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Eya3ウサギポリクローナル抗体 - Q99504

商品番号: CM0030518



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用として検証済みの抗EYA3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応。DNA修復と転写における重要な調節因子であるタンパク質ホスファターゼEYA3を標的。研究用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EYA3 ウサギ pAb
備考/別名	EYA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2140
GeneID	2140
免疫原	組換えタンパク質[ヒトEYA3 (NP_001981.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99504
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ