


抗Eya3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q99504

商品番号: CM0017712



前書き

ヒトEYA3ホスファターゼ（UniProt Q99504）を標的とする高特異性ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAでの検証が完了しています。ラットとの交差反応性が確認されています。DNA損傷修復、転写調節、発生生物学的経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EYA3 ウサギ pAb
備考/別名	EYA3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2140
遺伝子ID	2140
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEYA3（NP_001981.2）のアミノ酸1〜300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q99504
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷剤