

WbおよびElisa用 Anti-Ezh1 ポリクローナル抗体 - Q92800

商品番号: CM0028250



前書き

WBおよびELISAで検証済みのEZH1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのEZH1を検出します。この抗体は、転写抑制と胚性幹細胞の維持に重要なヒストンメチルトランスフェラーゼを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EZH1 ウサギ pAb
備考/別名	KMT6B; EZH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2145
GeneID	2145
免疫原	ヒトEZH1 (NP_001982.2) のアミノ酸160-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92800
タンパク質分子量	85kDa
輸送	保冷バッグ