


Anti-Ezh2/Kmt6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q15910

商品番号: CM0016830



前書き

ヒトEZH2/KMT6 (aa 1-250) を標的とするポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。エピジェネティクスおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EZH2/KMT6 Rabbit pAb
備考/別名	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2146
免疫原	ヒトEZH2/KMT6 (NP_001190176.1) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15910
タンパク質分子量	85kDa
配送	氷袋