


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ezrinラビットモノクローナル抗体 - P15311

商品番号: CM0003103



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISA用の高品質な抗Ezrinラビットモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み。細胞骨格リンカータンパク質であるEzrin (P15311)

を標的とします。上皮細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ezrin Rabbit mAb
備考/別名	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Ezrin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7430
GeneID	7430
免疫原	合成ペプチド - ヒトEzrin (P15311) のアミノ酸300-400配列内に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15311
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋