


Wb・Elisa用抗Ezrin/Radixin/Moesinポリクローナル抗体 - P15311 / P35241 / P26038

商品番号: CM0019318



前書き

Ezrin、Radixin、Moesin（ERMファミリー）を標的とする高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。膜細胞骨格研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ezrin/Radixin/Moesin ウサギpAb
備考・別名	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; HEL70; IMD50; Ezrin/Radixin/Moesin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
免疫原	ヒト Ezrin/Radixin/Moesin (NP_003370.2) のアミノ酸487～586番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15311/P35241/P26038
タンパク質分子量	23～71 kDa
発送	氷袋梱包