


Wb、If-P、Elisa用Anti-F13A1ポリクローナル抗体 - P00488

商品番号: CM0012896



前書き

凝固因子XIII

A鎖（F13A1）に対するウサギポリクローナル抗体（WB、IF-P、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。トランスグルタミナーゼ活性を介してフィブリン凝固塊を安定化させます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	F13A1 Rabbit pAb
備考/別名	F13A; F13A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2162
GeneID	2162
免疫原	ヒトF13A1（NP_000120.2）のアミノ酸600-732に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00488
タンパク質分子量	83kDa
配送	アイスパック