

Wb、Elisa用 抗F2RL3 ポリクローナル抗体 - Q96Ri0

商品番号: CM0029989



前書き

ヒトプロテアーゼ活性化受容体4 (F2RL3/PAR4) に対するウサギポリクローナル抗体、ウエスタンブロット (WB) およびELISA用。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性あり。トロンビンシグナル伝達および血小板活性化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	F2RL3 ウサギ pAb
備考/別名	PAR4; F2RL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9002
遺伝子ID	9002
免疫原	組換えタンパク質 ヒトF2RL3 (NP_003941.2) のアミノ酸20-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RI0
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ