

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗F4/80 ウサギモノクローナル抗体 - Q61549

商品番号: CM0005472

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAに使用可能なF4/80
ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交
差反応性あり。マクロファージ生物学、細胞接着、制
御性T細胞発達研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	F4/80 ウサギ mAb
備考/別名	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
種	マウス
GeneID (ヒト)	2015
GeneID (マウス)	13733
免疫原	マウスF4/80組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q61549
タンパク質分子量	102kDa
発送	氷袋