

抗F4/80ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q61549

商品番号: CM0022110

前書き

マクロファージ特異的接着GPCRであるマウスF4/80 (EMR1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光染色、ELISAで検証済み。ヒトF4/80との交差反応性を示します。免疫細胞相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	F4/80 ウサギpAb
備考/別名	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2015
遺伝子ID	13733
免疫原	マウスF4/80 (NP_034260.1) のアミノ酸367-645に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q61549
タンパク質重量	102kDa
配送	アイスパック