

Anti-Fa2H Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q7L5A8

商品番号: CM0015859

前書き

ヒト脂肪酸2-
ヒドロキシラーゼ（FA2H）を標的とするウサギポリ
クローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに
適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示
します。スフィンゴ脂質代謝、神経組織の機能、およ
び皮膚バリア形成に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FA2H Rabbit pAb
備考/別名	FAAH, FAH1, SCS7, SPG35, FAXDC1, FA2H
種	ヒト
遺伝子ID	79152 (Human)
免疫原	ヒトFA2H (NP_077282.3) のアミノ酸95～170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q7L5A8
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ