

抗Faah1モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O00519

商品番号: CM0012154

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギモノクローナルFAAH1抗体です。ヒト、マウス、ラットのFAAH1（63 kDa）と交差反応します。エンドカンナビノイドおよび脂質シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAAH1 ウサギmAb
備考/別名	PSAB; FAAH-1; FAAH1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2166
遺伝子ID	2166
免疫原	ヒトFAAH1（O00519）のアミノ酸480～579番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00519
タンパク質分子量	63 kDa
輸送方法	保冷剤