

## Anti-Faah1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O00519

商品番号: CM0015101

### 前書き

脂肪酸アミド加水分解酵素1（FAAH1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのFAAH1と反応します。エンドカンナビノイドシステムの研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名      | FAAH1 Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名    | PSAB; FAAH-1; FAAH1                                   |
| 種        | ヒト                                                    |
| GeneID   | 2166                                                  |
| 免疫原      | ヒトFAAH1（NP_001432.2）のアミノ酸450-579に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来       | ウサギ                                                   |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性    | ヒト、マウス                                                |
| SWISS    | O00519                                                |
| タンパク質分子量 | 63kDa                                                 |
| 配送       | 氷袋                                                    |