

Wb、If/Icc、Elisa用抗Faah2ポリクローナル抗体 - Q6Gmr7

商品番号: CM0024405

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用途向けのFAAH2ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのFAAH2を検出します。脂質代謝、エンドカンナビノイドシグナル伝達、アミダーゼ活性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAAH2 ウサギ pAb
別名/略称	AMDD; FAAH2
対象種	ヒト
遺伝子ID	158584
免疫原	ヒトFAAH2 (NP_777572.2) のアミノ酸323～532番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6GMR7
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	氷袋