

Anti-Fabp1 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P07148

商品番号: CM0003570



前書き

ヒトFABP1 (L-FABP)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のFABP1を検出します。細胞内脂質輸送およびコレステロール取り込みに関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP1 Rabbit mAb
備考/別名	FABPL; L-FABP; FABP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2168
遺伝子ID	2168
免疫原	合成ペプチド (ヒトFABP1 (P07148) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07148
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ