

抗Fabp12ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - A6Nfh5

商品番号: CM0025921

前書き

ウサギ由来抗FABP12ポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。網膜芽細胞腫で発現する脂質輸送タンパク質であるヒトおよびラットのFABP12を認識し、脂質代謝やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP12 Rabbit pAb
別名	FABP12
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	646486
遺伝子ID	646486
免疫原	ヒトFABP12（NP_001098751.1）のアミノ酸1-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	A6NFH5
タンパク質分子量	16kDa
配送方法	保冷剤