


抗Fabp3ウサギポリクローナル抗体 Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 - P05413

商品番号: CM0028565



前書き

H-

FABPまたはMDGIとしても知られる、ヒトFABP3に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応します。分子量：15kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP3 Rabbit pAb
備考 / 別名	MDGI; FABP11; H-FABP; M-FABP; O-FABP; FABP3
対象種	ヒト
GeneID	2170
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05413
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	氷袋