


抗Fabp4モノクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応) - P15090

商品番号: CM0012760



前書き

ヒトFABP4（脂肪細胞型脂肪酸結合タンパク質）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。脂質輸送および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP4 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2167
GeneID	2167
免疫原	ヒトFABP4のアミノ酸2-132に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001433.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15090
タンパク質重量	15 kDa
配送	アイスバッグ