


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Fabp4ポリクローナル抗体 - P15090

商品番号: CM0014080



前書き

ヒトFABP4（脂肪細胞脂肪酸結合タンパク質、aP2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。脂質輸送および代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP4 ウサギ pAb
備考/別名	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2167
遺伝子ID	2167
免疫原	ヒトFABP4 (NP_001433.1) のアミノ酸1-132に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15090
タンパク質分子量	15 kDa
輸送	保冷バッグ