


Wb、Ihc、If、Elisa用抗Fabp5ウサギモノクローナル抗体 - Q01469

商品番号: CM0004725



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みのFABP5ウサギモノクローナル抗体です。長鎖脂肪酸やエンドカンナビノイドのキャリアタンパク質で、炎症やケラチノサイト分化に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP5 ウサギmAb
別名	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP
対象種	ヒト
GeneID	2171
免疫原	ヒトFABP5 (NP_001435.1) のアミノ酸1-135番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01469
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤