


WbおよびElisa用抗Fabp5ウサギポリクローナル抗体 - Q01469

商品番号: CM0015443



前書き

ヒトFABP5（E-FABP）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのFABP5を検出します。FABP5は炎症およびケラチノサイト分化に参与する細胞内脂肪酸トランスポーターです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FABP5 Rabbit pAb
備考/別名	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2171
遺伝子ID	2171
免疫原	ヒトFABP5（NP_001435.1）のアミノ酸1～100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01469
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤