


Anti-Fabp5 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - Q01469

商品番号: CM0024740



前書き

ヒトFABP5 (E-FABP)

をターゲットとした高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いて、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。脂肪酸輸送、炎症、およびケラチノサイト分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP5 Rabbit pAb
備考/別名	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2171
GeneID	2171
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトFABP5 (NP_001435.1) のアミノ酸1-135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q01469
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋